

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu203s-117-kompatybiln-p-540.html>

## Czujnik SpO2 typu Trusignal, silikonowy dziecięcy, wtyk 9 pin, kabel 1m



|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>510,30 zł</b>                                                                       |
| Cena netto       | <b>472,50 zł</b>                                                                       |
| Czas wysyłki     | <b>24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)</b> |
| Numer katalogowy | <b>117K-310S-117</b>                                                                   |
| Kod producenta   | <b>CR001-3401HS</b>                                                                    |

### Opis produktu

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>Lista Referencyjna:</b> | <b>PRODUCENT</b> | <b>Numer OEM</b> |
|                            | Unimed           | U203S-117        |

|                        |                  |                                                                                                                                                           |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompatybilność:</b> | <b>PRODUCENT</b> | <b>MODEL</b>                                                                                                                                              |
|                        | Datex Ohmeda     | 3775, 37xx Serie, 3800, 3900, 3900P, 4700, 5250, AS/3 z M-OSAT modulem, Cardiocap/5 z N-XOSAT opcją, CS/3 z M-OSAT modulem, S/5 z M-OSAT modulem, TuffSat |

|                      |                |                                                |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------|
| <b>Specyfikacja:</b> | Waga pacjenta  | Pediatryczny 10-40 kg                          |
|                      | Długość kabla  | 1.0 m                                          |
|                      | Materiał kabla | TPU                                            |
|                      | Wtyk           | D-Sub 9 pin                                    |
|                      | Technologia    | Datex Trusignal                                |
|                      | Certyfikaty    | CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA |
|                      | Gwarancja      | 12 miesięcy                                    |