

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu210s-01p-p-63.html>

Czujnik SpO2 typu Nellcor Oximax, silikonowy dziecięcy, wtyk 9 pin, kabel 3m

Cena brutto	396,90 zł
Cena netto	367,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	01X-330S-01X
Kod producenta	CR001-5303H

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U210S-01P

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Covidien > Nellcor	czujniki, które są w technologii Oximax 9 pin
	DRE	ASM 5000
	Welch Allyn	53NTP

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dziecięcy 3-15 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	DB9 9 pin
	Technologia	Nellcor Oximax
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy