

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu210s-10-p-185.html>

Czujnik SpO2 typu Critikon, silikonowy dziecięcy, wtyk 7 pin, kabel 3m

Cena brutto	453,60 zł
Cena netto	420,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	10-330S-10
Kod producenta	CR001-3001H

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U210S-10

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	GE Healthcare > Critikon > Dinamap	8721, Dinamap 8700, Dinamap 8710, Dinamap 8720, Dinamap Pro, Dinamap Pro 8280, Dinamap Pro 9700, Dinamap Pro 9710, Oxyshuttle

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dziecięcy 3-15 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Lemo 7 pin
	Technologia	Critikon
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy