

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu210s-22-kompatybil-p-329.html>



Czujnik SpO2 typu Mindray, silikonowy dziecięcy, wtyk 12 pin, kabel 3m

Cena brutto	356,40 zł
Cena netto	330,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	22-330S-22
Kod producenta	CR001-5112H

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U210S-22

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Mindray > Datascope	iPM-9800, PM 5000, PM 6000, PM 8000

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dziecięcy 3-15 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	DPK1 - 12 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy