

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu210s-27-p-369.html>

Czujnik SpO2 typu Biosys, silikonowy dziecięcy, wtyk 6 pin, kabel 3m

Cena brutto	432,00 zł
Cena netto	400,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	27-330S-27
Kod producenta	CR001-1001H

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U210S-27

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Biosys	BPM300
	MEK	MP 7000, PM 800 (PAMO II)

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dziecięcy 3-15 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	6 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy