

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu210s-33-kompatybi-p-408.html>



Czujnik SpO2 typu Schiller, silikonowy dziecięcy, wtyk 10 pin, kabel 3m

Cena brutto	432,00 zł
Cena netto	400,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	33-330S-33
Kod producenta	CR001-6302H

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U210S-33

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Siemens	Sirecust 630, Sirecust 700, Sirem moduł SpO2

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dziecięcy 3-15 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	10 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy