

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu210s-37-kompat-p-426.html>



Czujnik SpO2 typu Goldway, silikonowy dziecięcy, wtyk 5 pin, kabel 3m

Cena brutto	396,90 zł
Cena netto	367,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	37-330S-37
Kod producenta	CR001-3603H

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U210S-37

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	AnKe	553
	Beijing Choice Electronic	MMED6000DP
	Cheersails	CSM-2000
	Goldway	UT4000, UT4000A, UT4000F, G40
	Hillmed	monitory z technologią BCI Spo2
	HongRunDa	EM-6
	JERRY	PM200
	JoyceTracker	BMD-50
	Jumbor	JB9101/9105/9107
	Mindray > Datascope	PM9000
	QiLan	M-III
	Richer	RC9000
	SHIPAI	KMI-900
	ShenMai	KP-900
	Spurt	CP-1200
	ZhongHengSheng	KD580
	ZhongYuan	HD-2000

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dziecięcy 3-15 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Redel 5 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy

