

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu210s-38-kompat-p-434.html>

Czujnik SpO2 typu Goldway, silikonowy dziecięcy, wtyk 7 pin, kabel 3m



Cena brutto	334,80 zł
Cena netto	310,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	38-330S-38
Kod producenta	CR001-3602H

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U210S-38

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	DRE	Spectra AG5
	Goldway	UT4000F Pro, UT5000F

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dziecięcy 3-15 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Redel 7 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy