

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu410s-16-p-247.html>

## Czujnik SpO2 typu Nihon Kohden, silikonowy dla dorosłych, wtyk 10 pin, kabel 3m

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>432,00 zł</b>                                                                       |
| Cena netto       | <b>400,00 zł</b>                                                                       |
| Czas wysyłki     | <b>24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)</b> |
| Numer katalogowy | <b>16-130S-16</b>                                                                      |
| Kod producenta   | <b>CR001-5502B</b>                                                                     |

### Opis produktu

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>Lista referencyjna:</b> | <b>PRODUCENT</b> | <b>Numer OEM</b> |
|                            | Unimed           | U410S-16         |

|                        |                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompatybilność:</b> | <b>PRODUCENT</b> | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                                                                    |
|                        | Nihon Kohden     | AL-800PA Module, BSM-1101 Life Scope EC, BSM-2101/2 Life Scope L, BSM-3101 Life Scope LC, BSM-7100/7200 Life Scope 8, BSM-8200/1 Life Scope 12, BSM-8301/2 Life Scope 9, NT3B, OLV-1100A, SM-8800 Life Scope 14 |

|                      |                       |                                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Specyfikacja:</b> | <b>Waga pacjenta</b>  | Dorośli > 40 kg                                |
|                      | <b>Długość kabla</b>  | 3.0 m                                          |
|                      | <b>Materiał kabla</b> | TPU                                            |
|                      | <b>Wtyk</b>           | DPK1 - 10 pin                                  |
|                      | <b>Technologia</b>    | Nihon Kohden                                   |
|                      | <b>Certyfikaty</b>    | CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA |
|                      | <b>Gwarancja</b>      | 12 miesięcy                                    |