

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu910-01p-p-66.html>

Czujnik SpO2 typu Nellcor Oximax, klips na ucho dla dorosłych, wtyk 9 pin, kabel 3m

Cena brutto	461,70 zł
Cena netto	427,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	01X-630-01X
Kod producenta	CR001-5303G

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U910-01P

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Covidien > Nellcor	czujniki, które są w technologii Oximax 9 pin
	DRE	ASM 5000
	Welch Allyn	53NTP

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli > 40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	DB9 9 pin
	Technologia	Nellcor Oximax
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy