

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/medtronic-physio-control-rurka-napowietrzajaca-nibp-1-zyłowa-kompatybilna-z-6200-30-09688-p-922.html>



Medtronic > Physio Control rurka napowietrzająca NIBP, 1-żyłowa, kompatybilna z 6200-30-09688

Cena brutto	243,00 zł
Cena netto	225,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	1-12-15

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	HO-S12158-10
	CAS Med	01-01-0495
	Mindray > Datascope	6200-30-09688
	Unimed	HS-12-15

Kompatybilność:	PRODUCENT	Model
	CAS Med	740
	Medtronic > Physio Control	Lifepak 12, Lifepak 20
	Mindray > Datascope	Passport 12

Specyfikacja:	Rodzaj przewodu	1-żyłowa
	Długość przewodu	3 metry
	Konektor do urządzenia	P12
	Konektor/-y do mankietu	P15
	Materiał	PVC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy