

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/mek-rurka-napowietrzajaca-nibp-1-zylowa-p-921.html>

MEK rurka napowietrzająca NIBP, 1-żyłowa

Cena brutto	243,00 zł
Cena netto	225,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	1-09-09

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	HS-09-09

Kompatybilność:	PRODUCENT	Model
	Drager	Narkomed 4
	MEK	MP 1000, MP 700
	Welch Allyn	53000, 5300P, 530T0, 530TP, 53N00, 53N0P, 53NT0, 53NTP, 53S00, 53S0P, 53ST0, 53STP, Propaq Encore

Specyfikacja:	Rodzaj przewodu	1-żyłowa
	Długość przewodu	3 metry
	Konektor do urządzenia	P09
	Konektor/-y do mankietu	P09
	Materiał	PVC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy