

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/nihon-kohden-rurka-napowietrzajaca-nibp-2-zyłowa-kompatybilna-z-yn-900p-p-926.html>



Nihon Kohden rurka napowietrzająca NIBP, 2-żyłowa, kompatybilna z YN-900P

Cena brutto	291,60 zł
Cena netto	270,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	2-30-18

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	HO-D40AY18
	Nihon Kohden	YN-900P, YN-901P
	Unimed	HD-30-18

Kompatybilność:	PRODUCENT	Model
	Nihon Kohden	BSM-2351A, BSM-4102, BSM-4102A, BSM-4114A, BSM-6000 series, BSM-6301K, BSM-6501K, BSM-6701K, BSM-9101, Life Scope J, Life Scope OPV 1500K, Life Scope TR, PVM-2701

Specyfikacja:	Rodzaj przewodu	2-żyłowa
	Długość przewodu	3 metry
	Konektor do urządzenia	P30
	Konektor/-y do mankietu	P18
	Materiał	PVC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy