

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/omron-colin-rurka-napowietrzajaca-nibp-1-zylowa-p-918.html>

Omron > Colin rurka napowietrzająca NIBP, 1-żyłowa

Cena brutto	275,40 zł
Cena netto	255,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	1-04-15

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	HS-04-15

Kompatybilność:	PRODUCENT	Model

Specyfikacja:	Rodzaj przewodu	1-żyłowa
	Długość przewodu	3 metry
	Konektor do urządzenia	P04
	Konektor/-y do mankietu	P15
	Materiał	PVC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy