

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 07:13

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/philips-mindray-drager-konektor-nibp-p15-p-1068.html>



Philips, Mindray, Drager - konektor NIBP P15

Cena brutto	48,60 zł
Cena netto	45,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	P15

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	CN-BP15
	GE Healthcare > Critikon > Dinamap	330060
	Pacific Medical	PM15
	Rectus	Type 20
	Welch Allyn	5082-185
	Unimed	BP15

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Criticare, Datascope, Draeger / Siemens, Physio Control, Mindray, Philips / HP, Schiller, Spacelabs, Nellcor	

Specyfikacja:	Średnica wejścia	5.00mm
	Materiał	Metal
	Rodzaj konektora	Żeński
	Łączy się z:	P12, P12-P

KUP PASUJĄCE KONEKTORY:

