

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/termometr-bezdotykowy-do-czoła-gentle-temp-720-omron-p-1382.html>



Termometr bezdotykowy do czoła Gentle Temp 720 - OMRON

Cena brutto	372,60 zł
Cena netto	345,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	MC-720-E

Opis produktu

OMRON Gentle Temp 720 to nasz pierwszy cyfrowy termometr czołowy. Zastosowanie bardzo dokładnej technologii do pomiaru temperatury czoła, powierzchni lub pomieszczenia – higienicznie, wygodnie i bardzo szybko.

Gentle Temp 720 włącza się po naciśnięciu przycisku. Wystarczy przytrzymać czujnik w odległości 1–3 cm od powierzchni, którą chcesz zmierzyć, nacisnąć przycisk start i sprawdzić wynik po zaledwie jednej sekundzie.

Aby ułatwić odczyt w nocy, Gentle Temp 720 posiada funkcję podświetlenia, dzięki czemu temperaturę można sprawdzić również w nocy, gdy dziecko śpi.

Dzięki pamięci, która może zarejestrować do 25 odczytów, możliwe jest śledzenie zmian temperatury w czasie i monitorowanie trendów.

Cechy produktu i przestrogi

- Bezdotykowy pomiar
- Pomiar 3 w 1
- Szybki pomiar w 1 sekundę
- Funkcja podświetlenia
- Możliwość wyboru pomiaru w stopniach Celsjusza/Fahrenheita
- Duży wyświetlacz
- Automatyczne wyłączenie

Specyfikacje

Pamięć: 25 odczytów
Rodzaj pomiaru: Czoło, powierzchnia, pomieszczenie
Bezkontaktowy: Tak
Funkcje pomiarowe 3 w 1: Tak
Podświetlenie: Tak
Szybki pomiar 1-sekundowy: Tak
Wybór jednostki temperatury °C/°F: Tak
Sygnał dźwiękowy: Tak
Wymienny akumulator: Tak
Automatyczne wyłączanie: Tak
Masa (kg): 0,09
Wymiary przedmiotu (mm): 45 x 39 x 155

Zawartość opakowania

- Termometr Gentle Temp 720
- 1x bateria CR2032
- osłona czujnika
- instrukcja obsługi