

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/termometr-cyfrowy-do-ucha-gentle-temp-520-omron-p-1381.html>



Termometr cyfrowy do ucha Gentle Temp 520 - OMRON

Cena brutto	280,80 zł
Cena netto	260,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	MC-520-E

Opis produktu

Termometr do ucha Gentle Temp 520 jest wyposażony w tę samą precyzyjną technologię pomiarową, co model Gentle Temp 521, oraz w funkcje zaawansowane, takie jak pomiar jednosekundowy oraz pamięć maksymalnie dziewięciu odczytów pozwalającą monitorować zmiany temperatury w czasie i wskazywać trendy. Zestaw obejmuje 21 osłonek czujnika. Wartość temperatury na dużym wyświetlaczu LCD może być wyrażana w jednostkach Celsjusza lub Fahrenheita.

Specyfikacje

Pamięć: 9 odczytów
Rodzaj pomiaru: Ucho
Szybki pomiar 1-sekundowy: Tak
Wybór jednostki temperatury °C/°F: Tak
Osłonki czujnika w zestawie :Tak
Sygnał dźwiękowy: Tak
Wymienny akumulator: Tak
Automatyczne wyłączenie: Tak
Masa (kg): 0,09
Wymiary przedmiotu (mm): 36 x 56 x 161

Zawartość opakowania

- Termometr Gentle Temp 520
- 1x bateria CR2032
- osłona
- 21x osłonek czujnika
- pierścień łączący
- instrukcja obsługi