

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/wielorazowy-mankiet-nibp-1-zytowy-z-pecherzem-dla-doroslych-maly-21-28-cm-p-895.html>



Wielorazowy mankiet NIBP 1-żyłowy, z pęcherzem, dla dorosłych mały 21-28 cm

Cena brutto	72,90 zł
Cena netto	67,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	2128-1BB

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	CU-US1826DM, CU-US1826FL, CU-US1826HP, CU-US1826MMQ, CU-US1826MQ
	Pacific Medical	NBXX3215
	Philips	M4554B, 989803147861, M4554B5, 989803150411, M1573A, 989803104161
	Unimed	U1885S

Specyfikacja:	Obwód kończyny	21-28 cm / dorosły standard
	Wymiary mankieta	11,5 x 42 cm
	Typ mankieta	Wielorazowego użytku z pęcherzem 1-żyłowy
	Długość przewodu	1 metr
	Kolor mankieta	Brązowy
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy