

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/wielorazowy-mankiet-nibp-1-zylowy-z-pecherzem-dla-doroslych-na-udo-46-66-cm-p-896.html>



Wielorazowy mankiet NIBP 1-żyłowy, z pęcherzem, dla dorosłych na udo 46-66 cm

Cena brutto	129,60 zł
Cena netto	120,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	4666-1BB

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	CU-US3860DM, CU-US3860FL, CU-US3860HP, CU-US3860MMQ, CU-US3860MQ
	Mindray > Datascope	0683-15-0005-01
	Philips	M4559B, 989803147911, M4559B5, 989803150461, M1576A, 989803104191
	Unimed	U1884S

Specyfikacja:	Obwód kończyny	46-66cm / dorosły na udo
	Wymiary mankieta	21,5 x 77 cm
	Typ mankieta	Wielorazowego użytku z pęcherzem 1-żyłowy
	Długość przewodu	1 metr
	Kolor mankieta	Brązowy
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy