

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/wielorazowy-mankiet-nibp-1-zylowy-z-pecherzem-dla-doroslych-standard-25-35-cm-p-891.html>



## Wielorazowy mankiet NIBP 1-żyłowy, z pęcherzem, dla dorosłych standard 25-35 cm

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>64,80 zł</b>                                                                        |
| Cena netto       | <b>60,00 zł</b>                                                                        |
| Czas wysyłki     | <b>24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)</b> |
| Numer katalogowy | <b>2535-1BB</b>                                                                        |

### Opis produktu

| <b>Lista referencyjna:</b> | PRODUCENT           | Numer OEM                                                         |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                            | AMC                 | CU-US2635DM, CU-US2635FL, CU-US2635HP, CU-US2635MMQ, CU-US2635MQ  |
|                            | Mindray > Datascope | 0683-15-0003-01                                                   |
|                            | Philips             | M1574A, 989803104171, M4555B5, 989803150421, M4555B, 989803147871 |
|                            | Unimed              | U1880S                                                            |

|                      |                  |                                                |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>Specyfikacja:</b> | Obwód kończyny   | 25-35 cm / dorosły standard                    |
|                      | Wymiary mankieta | 14 x 55 cm                                     |
|                      | Typ mankieta     | Wielorazowego użytku z pęcherzem 1-żyłowy      |
|                      | Długość przewodu | <b>1 metr</b>                                  |
|                      | Kolor mankieta   | Brązowy                                        |
|                      | Certyfikaty      | CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA |
|                      | Gwarancja        | 6 miesięcy                                     |