

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/wielorazowy-mankiet-nibp-2-zytowy-z-pecherzem-dla-doroslych-duzy-wydłużony-33-47-cm-p-903.html>



Wielorazowy mankiet NIBP 2-żyłowy, z pęcherzem, dla dorosłych duży wydłużony 33-47 cm

Cena brutto	124,20 zł
Cena netto	115,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	3347-2XL

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	CU-UD4560DM, CU-UD4560MQ, CU-UD4560MQMF
	Philips	M4568B, 989803147981
	Unimed	U1889D

Specyfikacja:	Obwód kończyny	33 - 47 cm / dorosły duży wydłużony
	Wymiary mankieta	17 x 70 cm
	Typ mankieta	Wielorazowego użytku z pęcherzem 2-żyłowy
	Długość przewodu	1 metr
	Kolor mankieta	Brązowy
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy