

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/wielorazowy-mankiet-nibp-2-zytowy-z-pecherzem-dla-doroslych-na-udo-46-66-cm-p-905.html>



Wielorazowy mankiet NIBP 2-żyłowy, z pęcherzem, dla dorosłych na udo 46-66 cm

Cena brutto	129,60 zł
Cena netto	120,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	4666-2BB

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	CU-UD3860DM, CU-UD3860MQ, CU-UD3860MQMF
	Philips	M4569B, 989803147991
	Unimed	U1884D

Specyfikacja:	Obwód kończyny	46-66cm / dorosły na udo
	Wymiary mankieta	21,5 x 77 cm
	Typ mankieta	Wielorazowego użytku z pęcherzem 2-żyłowy
	Długość przewodu	1 metr
	Kolor mankieta	Brązowy
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy