

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/wielorazowy-mankiet-nibp-2-zytowy-z-pecherzem-dla-dzieci-10-15-cm-p-907.html>



Wielorazowy mankiet NIBP 2-żyłowy, z pęcherzem, dla dzieci 10-15 cm

Cena brutto	56,70 zł
Cena netto	52,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	1015-2BB

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	CU-UD0814DM, CU-UD0814MQ, CU-UD0814MQMF
	Philips	M4562B, 989803147921
	Unimed	U1882D

Specyfikacja:	Obwód kończyny	10-15 cm / dzieci
	Wymiary mankietu	5,5 x 22 cm
	Typ mankietu	Wielorazowego użytku z pęcherzem 2-żyłowy
	Długość przewodu	1 metr
	Kolor mankietu	Brązowy
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy