

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/wielorazowy-mankiet-nibp-2-zylowy-z-pecherzem-noworodkowy-05-11-cm-p-908.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Wielorazowy mankiet NIBP 2-żyłowy, z pęcherzem, noworodkowy 05-11 cm

Cena brutto	56,70 zł
Cena netto	52,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	0511-2BB

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U1883SD

Specyfikacja:	Obwód kończyny	05-11 cm / noworodki
	Wymiary mankietu	5 x 20 cm
	Typ mankietu	Wielorazowego użytku z pęcherzem 2-żyłowy
	Długość przewodu	1 metr
	Kolor mankietu	Brązowy
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy