

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/wielorazowy-mankiet-nibp-2-zytowy-z-pecherzem-pediatryczny-14-26-cm-p-906.html>



Wielorazowy mankiet NIBP 2-żyłowy, z pęcherzem, pediatryczny 14-26 cm

Cena brutto	72,90 zł
Cena netto	67,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	1426-2BB

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	CU-UD1320DM, CU-UD1320MQ, CU-UD1320MQMF
	Philips	M4563B, 989803147931
	Unimed	U1881D

Specyfikacja:	Obwód kończyny	14-21,5 cm / pediatryczny
	Wymiary mankietu	7,5 x 28 cm
	Typ mankietu	Wielorazowego użytku z pęcherzem 2-żyłowy
	Długość przewodu	1 metr
	Kolor mankietu	Brązowy
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy